



株式会社

ナカヤマ

携帯用デジタル光学式金属顕微鏡 Digital Portable Metallurgical Optical Microscope

NKMM-100W

表示用タブレット付 (iOS)
A tablet for display is attached



タブレットに
表示・撮影
Display it to a Tablet
and photograph it

倍率
Magnification
×100

光源 LED
調光機能付
LED light
control function

ケーブルレス
Cableless

※構成の一例です
An example of the constitution

オプション
Option

PC にグレードアップ可能
It can be upgraded to PC

追加機能
additional function


画像解析 (球状化判定)
Image analysis (Nodularity(SG%))
データ収集・管理システム
Data collection, control system

表示保存 (display, Storage) 球状化判定 (Nodularity(SG%))

Type-A (Tablet)	○	—
Type-B (PC)	○	○

■ 外形図 Dimensions

重量：約1kg
Weight : about 1kg



■ 仕様

型式 Type	NKMM-100W
総合倍率 Total Magnification	100x
ヘッド Head	単眼 Monocular
接眼レンズ Eyepiece	広視野タイプ WF10X
対物レンズ Objective	LWD Plan (保護ガラス無し no cover glass) PLL 10X / 0.25 WD:7.3 mm
鏡筒長 Mechanical Tube Length	160 mm
焦点 Focusing	同軸粗調 / 優れた焦点システム、範囲: 36 mm Coaxial coarse / fine focus system, range
光源 Light Source	同軸照明、LED内蔵充電式、明るさ調節可能 Coaxial illumination, build-in LED rechargeable, brightness adjustable
付属品 accessories	充電用ACアダプタ / ハードケース Charging AC adapter / Tough case



株式会社

ナカヤマ

■ 本社 〒451-0066 名古屋市西区児玉3丁目37-22
TEL.052-521-1171(代表) FAX.052-521-1180
E-mail info@nakayama-meps.co.jp

■ 公式サイト <http://www.nakayama-meps.co.jp/>

■ 東日本営業所 TEL.024-545-6588
FAX.024-544-6588

第1版 2016年12月
第2版 2021年7月